



Sistemi di sollevamento per pazienti bariatrici.


L'obesità è un problema sempre più diffuso. Nella maggior parte dei paesi industrializzati, il numero di persone obese sta aumentando rapidamente. Il trasferimento e il trasporto di pazienti bariatrici in sicurezza e senza mettere a rischio la loro incolumità può essere una vera e propria sfida.

Onde evitare lesioni al personale e per offrire ai pazienti bariatrici la migliore assistenza possibile, è sempre più importante la presenza di strutture di assistenza specifiche per i pazienti bariatrici. Queste strutture in molti casi sono equipaggiate con sistemi di sollevamento Liko™.

Liko™ vanta una lunga esperienza di lavoro con pazienti bariatrici. Per molti anni abbiamo collaborato strettamente con diversi grandi ospedali, specializzati nella cura e nel trattamento del paziente bariatrico. Grazie a questo, siamo diventati pionieri nel settore delle attrezzature di sollevamento appositamente studiate per pazienti obesi.

Sulla prossima pagina presentiamo diverse soluzioni sviluppate per i sollevamenti più difficili.

Contattare i rappresentanti Liko™ per ulteriori informazioni. I recapiti sono indicati sul nostro sito web, all'indirizzo www.liko.com.




Sollevatore mobile Viking™ XL

La serie Viking... è composta da diversi sollevatori mobili progettati per diverse aree di applicazione in base alla capacità di carico. Viking... L e XL hanno una capacità di carico rispettivamente di 250 kg e 300 kg e sono alternative eccellenti per molti pazienti bariatrici. I sollevatori sono fabbricati in alluminio, pertanto sono estremamente facili da manovrare, anche con carichi elevati.



Stat RepoSheet® Ultra

In alcune strutture, girare e riposizionare i pazienti bariatrici per evitare decubiti può essere un'operazione difficile. Il lenzuolo RepoSheet® è adatto a pazienti bariatrici, infatti supporta un carico massimo di 500 kg. Può essere utilizzato con il sistema UltraTwin... oppure, ad esempio, in combinazione con un sollevatore mobile Viking...




UltraTwin™ con montaggio a soffitto

Il nostro sistema a soffitto UltraTwin... è dotato di due motori Likorall... che, insieme, offrono una capacità di sollevamento massima di 500 kg. L'accessorio UltraTwist... offre la capacità unica di regolare la posizione del paziente durante e dopo il trasferimento. I sollevatori si controllano con pulsantiera doppia o singola.




Rieducazione alla deambulazione con imbracatura per deambulazione

Aiutare i pazienti bariatrici a sollevarsi in piedi è un'operazione molto importante durante la riabilitazione, ad esempio in seguito ad un'operazione chirurgica. Le imbracature per deambulazione UltraLift... offrono un valido supporto a tutto il corpo e offrono al paziente la fiducia per affrontare queste prime fasi. Carico max fino a 500 kg.




UltraTwin™

Quando l'esigenza di sollevamento è temporanea o se non è possibile l'installazione permanente, il nostro sistema FreeSpan... è una valida soluzione. FreeSpan... UltraTwin... è disponibile come sistema lineare o come sistema a copertura totale, per coprire un'area più vasta della stanza. Carico max: fino a 500 kg.




HandySheet™

Posizionare un'imbracatura sotto un paziente bariatrico può essere un'operazione molto difficile. Il telo ad alto scorrimento HandySheet... semplifica l'operazione e può essere usato anche per riposizionamenti nel letto.



Imbracatura Ultra

UltraSling... è la nostra imbracatura per sollevamenti/trasferimenti in posizione seduta per pazienti bariatrici. L'imbracatura è dotata di sezioni separate per le gambe. UltraSling... ha un carico max. di 500 kg ed è utilizzata in combinazione con il nostro sistema UltraTwin..., sia come installazione permanente che come sistema indipendente su FreeSpan...



MultiStrap™

In diverse situazioni vi è la necessità di sollevare e sostenere una parte del corpo, ad esempio un braccio o un piede. Può diventare necessario per i pazienti bariatrici il sollevamento del ventre per la pulizia. MultiStrap... in combinazione con un sollevatore a soffitto, rappresenta un ausilio di sollevamento perfetto.



Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura...

France _____ +33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom _____ +44 (0)1530 411000
 Deutschland _____ +49 (0)211 16450-0
 Nederland _____ +31 (0)347 32 35 32
 Italia _____ + 39 (0)2 950541
 Suisse/Schweiz _____ +41 (0)21 706 21 30
 (deutschsprachig) _____ +41 (0)21 706 21 38

Österreich _____ +43 (0)2243 28550
 Ireland _____ +353 (0)1 413 6005
 Iberia _____ +34 (0)93 6856000
 Nordic Countries _____ +46 (0)20 78 10 30
 Export _____ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call _____ +1 812 934 8173

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design, alle specifiche ed ai modelli. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom® è la garanzia scritta espressa applicata alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.
 © 2012 Hill-Rom® SARL, TUTTI I DIRITTI RISERVATI.