

Sistema di sollevamento a soffitto LikoGuard™

Per migliorare la sicurezza dei pazienti



Il nuovo sistema di sollevamento a soffitto LikoGuard, modelli L e XL, presenta diverse caratteristiche all'avanguardia nel settore, quali:

Una barra dell'imbracatura riprogettata (mostrata in alto), sviluppata per migliorare la sicurezza dei pazienti con un design brevettato unico sul mercato

Una batteria agli ioni di litio a basso assorbimento e con protezione contro la scarica completa per garantire affidabilità e durata

Possibilità di scegliere tra i due comandi a filo, i quali offrono entrambi gli indicatori di utilizzo per sovraccarico e batteria. Il comando a filo con schermo LCD si caratterizza per un'interfaccia utente grafica che consente di registrare i dati dell'utente e dell'utilizzo (inclusi i sollevamenti totali in un arco di tempo definito)

Un meccanismo di abbassamento e arresto di emergenza manuale brevettato facile da raggiungere, azionare e gestire senza bisogno di strumenti, scale o forza eccessiva

Inoltre, il sistema di sollevamento LikoGuard, modelli L e XL, ha superato numerosi test di flessibilità, affidabilità e durata, quali:

- Testato fino a 14.000 cicli di sollevamento al massimo carico di lavoro sicuro
- Compatibilità con imbracature, binari e accessori Liko esistenti selezionati
- Capacità di lavoro continua anche in caso di variazioni eccessive della temperatura
- Numerosi test sul margine di sicurezza dei componenti cruciali e portanti

Sistema di sollevamento a soffitto LikoGuard, modelli L e XL



SlingGuard™ 450



Comando a filo



Meccanismo di arresto di emergenza



Caricatore a parete

Specifiche tecniche

Carico di lavoro sicuro

LikoGuard L	272 kg
LikoGuard XL	363 kg

Peso del motore di sollevamento	14 kg
--	-------

Dimensioni della barra dell'imbracatura

SlingGuard 450	45 x 18,5 cm
----------------	--------------

Collegamenti della barra dell'imbracatura

Fissi o con sgancio rapido

Classe di sicurezza del motore di sollevamento

IPX4

Classe di sicurezza del telecomando

IPX7

Velocità di sollevamento

4-6 cm/sec

Intervallo di sollevamento

230 cm

Abbassamento di emergenza

Manuale ed elettrico

Sollevamento di emergenza

Elettrico

Batteria

Ioni di litio 25,2 V/3,8 Ah

Caricabatterie

Batteria integrate

Fonte di alimentazione

Caricatore a parete o caricatore nel binario

Comando a filo

Display a LED o display LCD retroilluminato

Codice prodotto

Motore LikoGuard L	3301030
Motore LikoGuard XL	3301040

Hill-Rom è un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medica e conta oltre 7.000 dipendenti in più di 100 Paesi. Siamo partner di altri fornitori sanitari e ci concentriamo su soluzioni di assistenza al paziente che possano migliorare i risultati clinici ed economici in cinque aree principali: **mobilizzazione avanzata, prevenzione e cura delle ferite, flusso di lavoro clinico, sicurezza ed efficienza chirurgiche e salute respiratoria.** Il personale, i programmi e i marchi dei prodotti di Hill-Rom si muovono in un'unica direzione per tener fede a una mission: **Ogni giorno, in tutto il mondo, ci impegniamo a migliorare i risultati per i pazienti e gli operatori sanitari.**

Alcuni prodotti possono non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni su questo prodotto o su un servizio, contattare il rappresentante Hill-Rom di zona o visitare il sito Web:

www.hill-rom.com

Il presente documento è destinato all'utilizzo esclusivo da parte di professionisti del settore sanitario. I dispositivi medici illustrati nella presente brochure sono destinati all'utilizzo su pazienti ricoverati in strutture sanitarie.



Su questi dispositivi medici è apposto il marchio CE che ne certifica la conformità a tutte le normative applicabili. Hill-Rom raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi comprese nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici.

Produttore di letti/materassi ospedalieri:

Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (anche Rappresentante europeo)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Francia
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Germania
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - USA
Produttore di sollevatori: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Svezia

Hill-Rom si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.
Doc. n.: 5IT183301-01, 20 maggio 2015

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom